

TABELA 3 – Tabela de equivalência cristalóide/colóide

Solução salina normal 0,9%	20 ml/kg
Ringer lactato	20 ml/kg
Albumina	0,24 g/kg
Albumina 4%-5%	5,2 ml/kg
Albumina 20%-25%	1,1 ml/kg
Hetastarch	0,29 g/kg
Hetastarch 3%	9,7 ml/kg
Hetastarch 6%	4,8 ml/kg
Hetastarch 10%	2,9 ml/kg
Pentastarch	0,30 g/kg
Pentastarch 10%	3 ml/kg
Dextran-60 3%, dextran-70 6%	0,19 g/kg
Dextran-60 3%	6,3 ml/kg
Dextran-70 6%	3,1 ml/kg
Dextran-40 10%	0,30 g/kg (3 ml/kg)
Gelatinas	0,23 g/kg

Adaptado de Evidence-based Colloid Use in the Critically Ill: American Thoracic Society Consensus Statement. Am J Respir Crit Care Med 170:1247-59, 2004. Para as soluções percentuais, o valor em ml/kg foi calculado a partir dos dados em g/kg.